

| ARANCELES BIONET 2011 (DESDE 30/5/2011) |  |      |
|---|--|------|
|   |  |      |
| 306026                                  | Antibiograma Cultivo Corriente                             | 1930 |
| 306169                                  | Anticuerpos HIV  | 3820 |
| 305008                                  | Antiestreptolisina O (ASO) (architect)                     | 3280 |
| 305009                                  | Antígeno Carcinoembrionario (CEA)                          | 4940 |
| 305070                                  | Antígeno Prostatico Total                                  | 5037 |
| 302015                                  | Calcio   | 940  |
| 306007                                  | Coprocultivo muestra                                       | 2890 |
| 302026                                  | Creatinquinasa CK-TOTAL                                    | 2530 |
| 306008                                  | Cultivo Corriente muestra                                  | 4330 |
| 303031                                  | Curva de Insulina  | 9770 |
| 302032                                  | Electrolitos Plasmaticos, (Cloro, Sodio, Potasio) \$840C/U | 2520 |
| 305019                                  | Factor Reumatoideo   | 1850 |
| 302035                                  | Fenobarbital   | 3910 |
| 302042                                  | Fosforo, fosfemia  | 1230 |
| 302045                                  | Gama Glutamil Transpeptidasa                               | 1610 |
| 303015                                  | Hormona Foliculo Estimulante (FSH)                         | 3620 |
| 303016                                  | Hormona Luteinizante (LH)                                  | 3620 |
| 303024                                  | Hormona Tiroestimulante (TSH)                              | 3160 |
| 303017                                  | Insulina post Glucosa 75 grs. 120 min                      | 3620 |
| 302056                                  | Magnesio   | 2090 |
| 309013                                  | Microalbuminuria 24 horas (architect)                      | 2080 |
| 302035                                  | Niveles Plasmaticos Acido Valproico Maximo                 | 3910 |
| 302035                                  | Niveles Plasmaticos Carbamazepina (architect)              | 3910 |
| 302035                                  | Niveles Plasmaticos de Acido Valproico (architect)         | 3910 |
| 302035                                  | Niveles Plasmaticos Fenitoina (architect)                  | 3910 |
| 302035                                  | Niveles Plasmaticos Fenobarbital (architect)               | 3910 |
| 302075                                  | Perfil Bioquimico  | 5870 |
| 305031                                  | Proteina C reactiva, PCR                                   | 4240 |
| 302059                                  | Proteinas Totales y fraccionadas                           | 1610 |
| 309028                                  | Proteinuria 24 horas                                       | 1200 |
| 301059                                  | Tiempo de Protrombina (TP)                                 | 1050 |
| 303027                                  | Tiroxina (T4)  | 3620 |
| 303026                                  | Tiroxina Libre (T4L)                                       | 3620 |
| 303028                                  | Triyodotironina,(T3)                                       | 3160 |
| 301085                                  | Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) | 1630 |
| 302005                                  | Uricemia, Acido Urico                                      | 1120 |
|   |  |      |
|   |  |      |